


Cross Drain

Drenaggi rotondi scanalati in silicone, con o senza ago di trasfissione



Descrizione

- Adatti a molteplici interventi chirurgici, sono caratterizzati da notevole compatibilità con i tessuti, elevata morbidezza ed elasticità.
- Questi drenaggi si adattano a lavorare anche in condizioni estreme, in presenza di coaguli o fibrinogeni, riducendo in maniera significativa il rischio di occlusione.
- Il segmento tra la parte scanalata e quella tubolare presenta uno spessore maggiorato, ideale per la fissazione del drenaggio.
- Il loro particolare disegno li rende anti-schiacciamento.
- Disponibili con o senza ago di trasfissione in acciaio.
- Dotati di connettore rigido in materiale plastico per una più agevole connessione al sistema di drenaggio.

Specifiche

- Prodotti in silicone grado medicale con linea radiopaca su tutta la lunghezza e tacche di profondità.
- Lunghezza drenaggio 120 cm.
- Lunghezza parte scanalata 40 cm.
- Ago di trasfissione in acciaio stainless steel 304H.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati in doppia busta, 20 pz. per box.
- Prodotto sterile monouso.

Codici

CD10S01 Drenaggio CH 10 senza ago RDM 1166625/R

CD12S01 Drenaggio CH 12 senza ago RDM 1765599/R

CD15S01 Drenaggio CH 15 senza ago RDM 1682982/R

CD19S01 Drenaggio CH 19 senza ago RDM 1682985/R

CD24S01 Drenaggio CH 24 senza ago RDM 1693566/R

CD10S02 Drenaggio CH 10 con ago di trasfissione RDM 1166662/R

CD12S02 Drenaggio CH 12 con ago di trasfissione RDM 1765605/R

CD15S02 Drenaggio CH 15 con ago di trasfissione RDM 1693556/R

CD19S02 Drenaggio CH 19 con ago di trasfissione RDM 1693560/R

CD24S02 Drenaggio CH 24 con ago di trasfissione RDM 1693562/R

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

34

Revisione del 04.09.2023