

Catetere di drenaggio di Redon

Scopo

Catetere per il drenaggio post-operatorio delle ferite



Caratteristiche

- Tacche a 20, 40 e 60 mm della perforazione per osservazione visiva del corretto posizionamento
- Perforato su 14 cm dall'estremità distale
- Fori atraumatici, non irritano i tessuti
- Massima tollerabilità
- Linea radiopaca
- Ago guida in acciaio pieno





Specifiche

- Prodotto in PVC di tipo medicale
- Durezza 76° ShA
- Prodotto monouso - Sterile ad ossido di etilene (EO)
- Doppio confezionamento



Codici drenaggio Redon senza ago guida							
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)						
	2.0 CH 06	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18
500 mm	850605001	850805001	851005001	851205001	851405001	851605001	851805001
700 mm	850607001	850807001	851007001	851207001	851407001	851607001	851807001
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400

Codici drenaggio Redon con ago guida smussato su due lati							
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)						
	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	
500 mm	850805015	851005015	851205015	851405015	851605015	851805015	
700 mm	850807015	851007015	851207015	851407015	851607015	851807015	
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	



CLASSE IIa
REGOLA 7



Distribuito da:



Società certificata

UNI EN ISO 13485:2016

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

23

Revisione del 26.05.2023