

# Tubi di collegamento per aspirazione

## Scopo


Tubo di collegamento tra l'unità aspirante e la cannula per aspirazione o altre apparecchiature.

## Caratteristiche

- Tubi di collegamento in PVC di tipo medicale, flessibili, rigati
- Resistenti alle piegature

## Specifiche

- Sterili ad ossido di etilene (EO)
- Durezza Shore A76
- Monouso
- Confezione: doppia busta



rigato



Tipologia
W6

CH 18				
Diametro est. mm	Lunghezza tubo mm.	BOX	CONF.	Codice
6	2100	100	100	791821000
6	3000	100	100	791830000*
6	3500	100	100	791835000*



rigato



Tipologia
W8

CH 24				
Diametro est. mm	Lunghezza tubo mm.	BOX	CONF.	Codice
8	2100	100	100	792421000
8	3000	50	50	792430000
8	3500	50	50	792435000



rigato



Tipologia
W10

CH 30				
Diametro est. mm	Lunghezza tubo mm.	BOX	CONF.	Codice
10	2100	50	50	793021000*
10	3000	50	50	793030000*
10	3500	50	50	793035000*



CLASSE IIa  
REGOLA 6



\* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata  
UNI EN ISO 13485:2016  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it