


Nasal Splint Vented



Descrizione

In seguito agli interventi di rinosettoplastica, i pazienti non riescono a respirare attraverso il naso a causa delle compresse.

Nasal Splint Vented, realizzato al 100% in silicone per garantire la massima biocompatibilità ed atraumaticità, consente la respirazione fornendo nello stesso tempo un adeguato supporto al setto.

Specifiche

- Realizzato in silicone “medical grade” Shore 60.
- Disegno anatomico, ideale per le procedure chirurgiche di settoplastica e rinoplastica.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Latex free.
- Confezionato in doppia busta.

Codice

MED 7370 Una coppia per busta, scatola da 5 buste

CND P020299 / RDM 1667910/R