


OP-Flex® - cannule e set per aspirazione chirurgica

Scopo


Per l'aspirazione di sangue e secrezioni.

Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione.
- Connettori morbidi anti-occlusione.
- Resistente alle piegature in tutte le posizioni.
- Morbido e flessibile cono di collegamento universale, adattabile a qualsiasi connettore tra gli 8 e i 18 mm.
- Sicuro ed affidabile collegamento tra il tubo di connessione ed il contenitore di aspirazione.
- Elimina la necessità di diversi tipi di connettori.
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione.
- Il flusso costante abbatte sensibilmente il rumore generato durante l'uso.
- Ampia gamma di terminali per soddisfare tutte le specialità chirurgiche.
- Veloce ed affidabile sostituzione del manico di aspirazione.




CLASSE IIa
REGOLA 6
STERILE EO



Specifiche

- Impugnatura: stirene-butadiene.
- Cannula di aspirazione: cloruro di polivinile (PVC).
- Tubo di connessione e connettori: PVC, SH A74
- Impugnatura in doppia busta tipo "peel".
- Tubo di connessione in doppia busta tipo "peel".
- Set pronto all'uso in doppia busta tipo "peel".
- Sterilizzato a ossido di etilene.
- Non contiene lattice. Invasivo.



Aspirazione costante e più silenziosa

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING



































Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

13

Revisione del 12.06.2018

Cannula di aspirazione

Set per aspirazione

 Lunghezza della cannula 155 mm	Diametro int./est. della cannula, mm	Codice	Conf. Box	Diametro interno/esterno del tubo 5,6/8,0 mm	Lung. del tubo, mm	Codice	Conf. Box
 OP-Flex® Tapered Yankauer - vacuum control	 2,95/4,2	3303818X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Tapered Yankauer - vacuum control	2100 3500	3407418X* 3407618X*	Box 600 Box 150
 OP-Flex® Tapered Yankauer - 4 fori laterali	 2,95/4,2	3303218X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Tapered Yankauer - 4 fori laterali	2100 3500	3406318X 3406518X	Box 50 Box 50
 OP-Flex® Sump Yankauer	 4,6/6,5	3304318X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Sump Yankauer	2100 3500	3408218X 3408318X	Box 50 Box 50
 OP-Flex® Sump Yankauer - vacuum control	 4,6/6,5	3304218X*	Box 600	 OP-Flex® Sump Yankauer - vacuum control	2100	3407918X*	Box 150
 OP-Flex® Flatened Yankauer	 4,6/6,5	3304518X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Flatened Yankauer	2100 3500	3408718X 3408818X	Box 50 Box 50
 OP-Flex® Flatened Yankauer - vacuum control	 4,6/6,5	3304418X*	Box 600	 OP-Flex® Flatened Yankauer - vacuum control	2100 3500	3408418X* 3408618X*	Box 150 Box 150
 OP-Flex® Yankauer - 4 fori laterali	 4,6/6,5	3304718X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer - 4 fori laterali	2100 3500	3409218X 3409418X	Box 50 Box 50
 OP-Flex® Yankauer - 4 fori laterali vacuum control	 4,6/6,5	3304618X*	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer - 4 fori laterali vacuum control	2100 3500	3408918X* 3409118X*	Box 600 Box 600
 OP-Flex® Yankauer - vacuum control	 5,0/7,5	3304818X*	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer	2100 3500	3409818X 3409918X*	Box 50 Box 150
 OP-Flex® Yankauer - 4 fori laterali	 5,0/7,5	3309318X	Conf. 50 Box 300	 OP-Flex® Yankauer - vacuum control	2100 3500	3409618X* 3409718X*	Box 600 Box 600
 OP-Flex® Connecting tube Classe I - Regola 1	5,6/8,0			 OP-Flex® Connecting tube	2100 3500	1610018X 1610218X	Box 50 Box 50

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta


OP-Flex® - cannule e set per aspirazione chirurgica Pool

Scopo

Per l'aspirazione di sangue e secrezioni in chirurgia addominale, toracica, ginecologica e epatica.

Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione.
- Connettori morbidi anti-occlusione.
- Resistente alle piegature in tutte le posizioni.
- Morbido e flessibile cono di collegamento universale, tagliabile secondo necessità e collegabile a tutti gli aspiratori (8-10 mm, 10-14 mm, 14-18 mm).
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione.
- I fori di aspirazione determinano una aspirazione atraumatica.
- Tubo di aspirazione interno dotato di 2 fori laterali.
- Sicuro ed affidabile collegamento tra il tubo di connessione ed il contenitore di aspirazione.
- Pool esterna bianca radiopaca
- Pool trasparente consente una facile osservazione del flusso.




Specifiche

- Manico: stirene - butadiene.
- Diametro interno della punta: 4,2 mm.
- Lunghezza cannula: 175 mm.
- Cannula di aspirazione: stirene - butadiene.
- Pool: polipropilene.
- Tubo di connessione e connettori in PVC, SH A74.
- Confezione: doppia busta.
- Sterilizzato ad ossido di etilene.
- Non contiene lattice. Invasivo.



CLASSE IIa
REGOLA 6
STERILE EO



Cannula di aspirazione

Set per aspirazione

	Diam. interno cannula, mm	Codice	Diametro interno/esterno del tubo 5,6/8,0 mm	Lung. tubo, mm	Codice
			 Con pool standard	2100 3500	3407218X* Conf. 50 pz. Box 300* pz. 3407318X*
 Con pool radiopaca	4,2	3303518X Conf. 25 pz. Box 200 pz.	 Con pool radiopaca	2100 3500	3407018X* Box 300 pz. 3407118X* Box 150 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

15

Revisione del 13.12.2018


OP-Flex® - cannule e set per aspirazione chirurgica Super Flow

Scopo

Per l'aspirazione di sangue e secrezioni.

Caratteristiche

- Rimuove il sangue velocemente e facilmente.
- Particolarmente indicato per gli interventi che producono grandi quantità di sangue e secrezioni.
- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione.
- Connettori morbidi anti-occlusione.
- Ridotto rischio di ostruzione dovuto a frammenti ossei, ecc.
- Disponibile cannula retta o angolata a seconda dell'intervento.
- 2 fori laterali per un'aspirazione atraumatica.
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione.
- Privo di restringimenti tali da modificare il flusso di aspirazione.
- Morbido e flessibile cono di collegamento universale, tagliabile secondo necessità e collegabile a tutti gli aspiratori.



CLASSE IIa
REGOLA 6
STERILE EO












Specifiche

- Capacità di aspirazione: 7,2 l/min a 400 mm/Hg.
- Cannula (parte trasparente): stirene acrilonitrile.
- Cannula (impugnatura): acrilonitrile - butadiene - stirene (ABS).
- Diametro interno della punta: 7,5 mm.
- Lunghezza cannula: 180 mm.
- Tubo di collegamento in cloruro di polivinile (PVC).
- Diametro interno del tubo: 8,5 mm.
- Connettori: cloruro di polivinile (PVC).
- Diametro interno/esterno connettori: 10-14 / 14-18 mm.
- Confezione: doppio involucro.
- Sterilizzato ad ossido di etilene.
- Non contiene lattice. Invasivo.

Cannula di aspirazione

Set per aspirazione

Lunghezza della cannula 180 mm	Diam. int./est. cannula, mm	Codice	Diametro interno/esterno del tubo 8,5/11,5 mm	Lung. tubo, mm	Codice	Conf. Box
 OP-Flex® Super Flow Angolata	7,5/10,0	3303018X Box 100 pz.	 OP-Flex® Super Flow Angolata	2100	3405818X	Box 20 pz.
			 Angolata	3500	3405918X	Box 20 pz.
			 Angolata con vacuum control	2100	3406018X*	Box 300 pz.
			 Angolata con vacuum control	3500	3406218X*	Box 75 pz.
 OP-Flex® Super Flow Retta con vacuum control	7,5/10,0	3302918X* Box 100 pz.	 OP-Flex® Super Flow Retta	3500	3405518X*	Box 75 pz.
			 Retta con vacuum control	2100	3405618X*	Box 75 pz.
			 Retta con vacuum control	3500	3405718X*	Box 75 pz.

Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X). Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

16

Revisione del 13.12.2018