


Lacci vascolari in silicone shore 40



2797

CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO

CND H900203

Scopo


Per l'occlusione atraumatica, la retrazione e l'identificazione di arterie, vene, nervi, tendini ed ureteri in chirurgia vascolare periferica, chirurgia generale, cardiocirurgia, urologia, ginecologia, neurochirurgia, ortopedia.

Misure reali sezione lacci vascolari

MINI	MAXI	SUPER-MAXI
0,9 x 1,4 mm	1,0 x 2,5 mm	1,3 x 5,1 mm

Caratteristiche

- Prodotti in silicone puro durezza shore 40, radiopaco, sono elastici e scorrevolissimi.
- La particolare sezione ellittica elimina il trauma sui tessuti.
- Lunghezza 40 cm o 76 cm (misure mini e maxi), lunghezza 56 cm (misura super-maxi).
- Sono monouso e disponibili in quattro colori: bianco, rosso, giallo e blu ed in tre misure: mini, maxi e super-maxi.
- I loops sono sterilizzati ad ossido di etilene e confezionati in doppia busta sterile.



Codice

Lunghezza 406 mm

011001PBX	rosso mini	2726953/R
011002PBX	blu mini	2727026/R
011003PBX	giallo mini	2727031/R
011004PBX	bianco mini	2774643/R
011011PBX	rosso maxi	2727033/R
011012PBX	blu maxi	2727036/R
011013PBX	giallo maxi	2727040/R
011014PBX	bianco maxi	2727042/R
Confezione:		2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Lunghezza 559 mm

011021PBX	bianco super maxi	2774644/R
011022PBX	blu super maxi	2774645/R
Confezione:		2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Lunghezza 762 mm

011301PBX	rosso mini	2774646/R
011302PBX	blu mini	2774647/R
011303PBX	giallo mini	2775642/R
011304PBX	bianco mini	2775644/R
011311PBX	rosso maxi	2774649/R
011312PBX	blu maxi	2774650/R
011313PBX	giallo maxi	2727050/R
011314PBX	bianco maxi	2775645/R
Confezione:		2 loops per busta sterile, 10 buste per box

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

5

Revisione del 10.06.2026