

Clamp per cordone ombelicale

Scopo

Per una presa sicura del cordone ombelicale immediatamente dopo la nascita del bambino.

Caratteristiche

- Chiusura di sicurezza con scatto che indica l'avvenuto bloccaggio della pinza e garantisce una perfetta chiusura eliminando il rischio di aperture accidentali.
- Dentatura a rilievi arrotondati posti sull'intera lunghezza dei morsi che mantiene il cordone ombelicale nella stessa posizione.

Specifiche

- Prodotta in polipropilene.
- Lunghezza 54 mm.
- Confezionato in blister singolo.
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Non contiene né lattice, né ftalati.



Tronchesina per clamp ombelicale

Scopo


Rimozione della clamp ombelicale dal cordone ombelicale del neonato.

Caratteristiche

- Lama tagliente protetta per evitare il rischio di ferire la cute del bambino.
- Presa salda sulla clamp durante la fase del taglio dell'occhiello della clamp.
- Colore verde.

Specifiche

- Prodotta in nylon.
- Lama tagliente in acciaio inossidabile.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO).
- Monouso.
- Non contiene né lattice, né ftalati.

Descrizione	Codice	Confezione	RDM	CND
<p>Pinza per cordone ombelicale</p>  <p>CE 0197 CLASSE Is</p> <p>STERILE EO</p> <p>2 LATEX</p>	ZDPB	50 pz.	1962730	V0202
<p>Tronchesina per clamp ombelicale</p>  <p>CE 0197 CLASSE Is</p> <p>STERILE EO</p> <p>2 LATEX</p>	NPZ	50 pz.	/	/

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

77

Revisione del 26.02.2025