

Clamps



Clamp - stringitubo a vite. Può essere regolato sino ad un diametro del tubo di 10 mm.

Prodotto in poliammide.

Non invasivo. Privo di lattice.

Confezione in bulk non sterile.

Confezione da 200 pz.

Box da 2400 pz.

REF. 74 54 20



CLASSE I
REGOLA 1



Clamp - stringitubo a chiusura rapida. Prodotto in polioossimetilene. Lunghezza 6 cm.

Particolarmente adatta per cateteri e tubi in PVC.

Non invasivo. Privo di lattice.

Confezione bulk non sterile.

Sterilizzabile in autoclave o con ossido di etilene – monouso.

Confezione da 200 pz. Box da 2400 pz.

REF. 74 10 00



CLASSE I
REGOLA 1

