

Clamps



Clamp - stringitubo a chiusura rapida. Prodotto in poliossimetilene. Lunghezza 6 cm.

Particolarmente adatta per cateteri e tubi in PVC.

Non invasivo. Privo di lattice.

Confezione bulk non sterile.

Sterilizzabile in autoclave o con ossido di etilene – monouso.

Confezione da 200 pz. Box da 2400 pz.

REF. 74 10 02

CE CLASSE I
REGOLA 1



Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

96

Revisione del 27.04.2026