

Clamps



Clamp - stringitubo a vite. Può essere regolato sino ad un diametro del tubo di 10 mm.

Prodotto in poliammide.

Non invasivo. Privo di lattice.

Confezione in bulk non sterile.

Confezione da 200 pz.

Box da 2000 pz.

REF. 74 54 20



CLASSE I
REGOLA 1



Clamp - stringitubo a chiusura rapida. Prodotto in polioossimetilene. Lunghezza 6 cm.

Particolarmente adatta per cateteri e tubi in PVC.

Non invasivo. Privo di lattice.

Confezione bulk non sterile.

Sterilizzabile in autoclave o con ossido di etilene - monouso.

Confezione da 200 pz. Box da 2400 pz.

REF. 741000



CLASSE I
REGOLA 1



Pinze



Prodotto in polistirene blu.

Lunghezza 125 mm.

Confezione singola sterile in busta tipo "peel".

Sterilizzata ad ossido di etilene.

Non invasivo.

Privo di lattice.

Confezione da 100 pz.

Box da 1200 pz.

REF. 840118X



0086

CLASSE Is
REGOLA 1

STERILE EO



Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l'ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

141

Revisione del 24.09.2018