



# Cross Drain

Drenaggi rotondi scanalati in silicone, con o senza ago di trasfissione



## Descrizione

- Adatti a molteplici interventi chirurgici, questi drenaggi sono caratterizzati da notevole compatibilità con i tessuti, elevata morbidezza ed elasticità; risultano ideali anche in presenza di coaguli o fibrinogeni, riducendo in maniera significativa il rischio di occlusione.
- Il segmento tra la parte scanalata e quella tubolare presenta uno spessore maggiorato, ideale per la fissazione del drenaggio.
- Il loro particolare disegno li rende anti-schiacciamento.
- Disponibili con o senza ago di trasfissione in acciaio.
- **Dotati di connettore rigido in materiale plastico per una più agevole connessione al sistema di drenaggio.**



## Specifiche

- Prodotti in silicone grado medicale con linea radiopaca su tutta la lunghezza e tacche di profondità.
- Lunghezza drenaggio 120 cm.
- Lunghezza parte scanalata 40 cm.
- Ago di trasfissione in acciaio stainless steel
- Confezionati in doppia busta, 20 pz. per box.
- Prodotto sterile a raggi gamma, monouso.

## Codici

**CD10S01** Drenaggio CH 10 senza ago RDM 2694890/R  
**CD12S01** Drenaggio CH 12 senza ago RDM 2694921/R  
**CD15S01** Drenaggio CH 15 senza ago RDM 2694891/R  
**CD19S01** Drenaggio CH 19 senza ago RDM 2694892/R  
**CD24S01** Drenaggio CH 24 senza ago RDM 2694943/R

**CD10S02** Drenaggio CH 10 con ago di trasfissione RDM 2694948/R  
**CD12S02** Drenaggio CH 12 con ago di trasfissione RDM 2694989/R  
**CD15S02** Drenaggio CH 15 con ago di trasfissione RDM 2694986/R  
**CD19S02** Drenaggio CH 19 con ago di trasfissione RDM 2694987/R  
**CD24S02** Drenaggio CH 24 con ago di trasfissione RDM 2694988/R

Distribuito da:


  
 Sim italia s.r.l.<sup>®</sup>  
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
 UNI CEI EN ISO 13485:2021  
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

34

Revisione del 26.02.2025