

Pessari in silicone, latex free, sterili



Scopo


Pessario in silicone biocompatibile platinico "medical grade" per il contenimento del prolasso uterino.

Caratteristiche

- Massimo confort dovuto alla morbidezza del materiale ed al peso, circa la metà, rispetto ai tradizionali pessari in gomma rossa.
- Massima tollerabilità grazie al grado medicale del silicone utilizzato ed all'assenza di lattice e ftalati.
- Massima sicurezza: il dispositivo è sterile e monouso.
- Massima maneggevolezza da parte del personale medico che deve eseguire l'applicazione: il dispositivo è pronto all'uso, confezionato in busta singola con apertura "peel".
- Disponibili in 11 misure da 50 a 100 mm di diametro.
- Il dispositivo deve essere prescritto e posizionato esclusivamente da personale medico specializzato e abilitato.

Specifiche

- Prodotto in silicone biocompatibile platinico "medical grade" 100% di colore neutro.
- Diametro sezione 12,3 mm.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Box da 1 pz.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Non contiene lattice.
- Invasivo.



REF	Diametro esterno pessario
A982750578	50
A982750592	55
A930244734	60
A930244761	65
A930244785	70
A930244797	75
A930244811	80
A930244823	85
A930244672	90
A982750604	95
A982750616	100

Distribuito da:



Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

107

Revisione del 06.09.2021