

Catetere di drenaggio di Redon

Scopo

Catetere per il drenaggio post-operatorio delle ferite


Caratteristiche

- Tacche a 20, 40 e 60 mm della perforazione per osservazione visiva del corretto posizionamento
- Perforato su 14 cm dall'estremità distale
- Fori atraumatici, non irritano i tessuti
- Massima tollerabilità
- Linea radiopaca
- Ago guida in acciaio pieno



Specifiche

- Prodotto in PVC di tipo medicale
- Durezza 76° ShA
- Prodotto monouso - Sterile ad ossido di etilene (EO)
- Doppio confezionamento
- Con indicatori numerici di profondità




Codici drenaggio Redon senza ago guida								CND: A0601010402
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)							
	2.0 CH 06	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	
500 mm	850605001*	850805001*	851005001	851205001	851405001	851605001	851805001	
700 mm	850607001*	850807001*	851007001*	851207001*	851407001*	851607001*	851807001*	
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	



Codici drenaggio Redon con ago guida smussato su due lati							CND: A060202
Lunghezza complessiva	Diametro esterno (mm)						
	2.8 CH 8	3.3 CH 10	4.0 CH 12	4.7 CH 14	5.3 CH 16	6.0 CH 18	
500 mm	850805015*	851005015	851205015	851405015	851605015	851805015	
700 mm	850807015*	851007015*	851207015*	851407015*	851607015*	851807015*	
	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 500	Conf. 100 Box 400	Conf. 100 Box 400	



CLASSE IIa
REGOLA 7



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

27

Revisione del 26.02.2025