


MEDRETRACTOR—MEDHOOK

Divaricatore chirurgico di tessuti

Uncino in acciaio per la trazione o dilatazione dei tessuti durante interventi di chirurgia




Descrizione

Divaricatore costituito da un uncino in acciaio completo di elastico in silicone per il fissaggio. Impiegato negli interventi di chirurgia al fine di separare i lembi di tessuto a seguito dell'incisione e permettere una maggiore esposizione degli organi sottostanti nel campo chirurgico.

Specifiche


- Realizzato in acciaio AISI 316L.
- Diametro 1,6 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.



Codici

MEDHOOK001*	misura grande, 110 mm	RDM 3038523/R
MEDHOOK002*	misura grande, 110 mm, ricoperto di silicone "medical grade"	RDM 3038524/R
MEDHOOK003	misura piccola, 100 mm	RDM 3038525/R
MEDHOOK004*	misura piccola, 100 mm, ricoperto di silicone "medical grade"	RDM 3038526/R

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

54

Revisione del 02.07.2026

MEDRETRACTOR—MEDHOOK

Divaricatore chirurgico di tessuti

Doppio uncino in acciaio per la trazione o dilatazione dei tessuti durante interventi di chirurgia



Descrizione

Divaricatore costituito da un doppio uncino in acciaio dotato di elastico in silicone per permettere la trazione dei tessuti e il fissaggio al supporto divaricatore. Impiegato negli interventi di chirurgia al fine di separare i lembi di tessuto a seguito dell'incisione e permettere una maggiore esposizione degli organi sottostanti nel campo chirurgico.

Specifiche

- Realizzato in acciaio AISI 301.
- Diametro 0,7 mm.
- Lunghezza 33 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.




Codice

MEDHOOK005

doppio uncino

RDM 3038528/R



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

55

Revisione del 02.07.2026