

Osteotome Guards

Cappucci protettivi per osteotomi



Scopo

Cappucci protettivi per le delicate punte degli osteotomi durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Disponibili nelle versioni "forati" e "non forati".
- Prodotti nelle versioni "trasparente" e "colorata trasparente".
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente.
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.

Prodotto ad esaurimento

Versione	Codice Blu trasparente	Codice Trasparente	Dimensioni (mm) larghezza x lunghezza	Confezione
non forata	09-4-006	/	32 x 32	50 pz.
non forata	09-4-010	/	Assortite	50 pz.
forata	09-4-011	/	6,4 x 19	50 pz.
forata	09-4-012	09-4-032	9,5 x 25	50 pz.
forata	09-4-013	/	12,7 x 25	50 pz.
forata	09-4-014	09-4-034	19 x 25,4	50 pz.
forata	09-4-015	09-4-035	25 x 25	50 pz.
forata	09-4-016	/	32 x 32	50 pz.
forata	/	09-4-040	Assortite	50 pz.



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

81

Revisione del 08.07.2026