


Suture Aid Booties

Coprimorsi per portaaghi



CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO

CND T030103

Scopo

Coprimorsi per portaaghi, creati per facilitare la presa e la tensione delle suture continue molto delicate e facilitare l'identificazione delle suture durante specifici tipi di chirurgia.

Caratteristiche

- Garantiscono una presa sicura delle suture senza danneggiarle.
- Sono monouso, radiopachi, prodotti in vinile atossico e contenuti in uno specifico supporto autoadesivo.
- Sterilizzati ad ossido di etilene.

Codice

- 051003PBX** SIM booties - giallo standard
RDM: 2536197/R
- 051011PBX** SIM booties - rosso standard
RDM: 2536270/R
- 051012PBX** SIM booties - blu standard
RDM: 2536274/R
- 051014PBX** SIM booties - bianco standard
RDM: 2536288/R
- 051015PBX** SIM booties - assortiti standard
RDM: 2536290/R

Confezione: 5 coppie per supporto, 5 supporti per box.

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

6

Revisione del 10.06.2026