

Specialty Guards

Cappucci protettivi speciali forati



Scopo

Cappucci protettivi per endoscopi rigidi, trocar, strumenti colostomici e altri strumenti speciali durante la loro sterilizzazione e manipolazione.

Caratteristiche

- Monouso.
- Disponibili in diverse misure e colori.
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente.
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.

Prodotto ad esaurimento

Codice 38,1 mm	Codice 50,8 mm	Colore	Dimensioni estremità strumenti, mm	Confezione
Per endoscopi rigidi, trocar e strumenti colostomici				
09-6-002	09-6-022	Blu trasparente	3,0 – 4	70 pz.
09-6-004	09-6-024	Rosso trasparente	5,0 – 6	70 pz.
09-6-006	/	Porpora trasparente	7,0 – 8	70 pz.
/	09-6-027	Arancione trasparente	8,0 – 9	70 pz.
/	09-6-028	Marrone trasparente	9,0 – 10	70 pz.
/	09-6-029	Nero trasparente	10,0 – 11	70 pz.
Per altri strumenti speciali				
09-6-013	09-6-033	Verde trasparente	15,0 – 16	50 pz.
09-6-015	/	Giallo trasparente	19,0 – 20	50 pz.

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it