

Cannule e set di aspirazione per chirurgia

Scopo

Aspirazione intraoperatoria di sangue e secrezioni.

Caratteristiche

- Cannule in PVC di tipo medicale, rigido e trasparente
- Tubi di collegamento in PVC di tipo medicale, flessibile, anti-schiacciamento
- Punta distale morbida ed arrotondata, atraumatica per il tessuto
- Buona manovrabilità della cannula per aspirazione
- La superficie interna liscia assicura un flusso costante
- Senza Vacuum control
- Vasta gamma di cannule e set (cannula + tubo)

Specifiche

- Monouso
- Sterili ad ossido di etilene (EO)
- Confezionati in doppia busta



2274


CLASSE IIa

REGOLA 6




STERILE EO

CND: A06010103




Standard conventional per microchirurgia

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
2	200	100	500	KS-2	770602001*
3	200	100	400	KS-3	770902001*
4	200	100	300	KS-4	771202001*



Standard conventional

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	250	100	500	KS-6	771802501*
8	250	100	400	KS-8	772402501*
10	250	100	300	KS-10	773002501*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta


Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it


Yankauer Perforated 4 fori

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	250	100	500	KP-6	771802502
8	250	100	400	KP-8	772402502
10	250	100	300	KP-10	773002502*




Yankauer Duckbill

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	250	100	500	KD-6	771802503
8	250	100	400	KD-8	772402503*
10	250	100	300	KD-10	773002503*




Yankauer Pinpoint

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6/3	250	100	500	KPK-6/3	771802504



Yankauer Bulbous

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	250	100	500	KB-6	771802507*



CLASSE IIa
REGOLA 6



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

CND: A06010103


Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it


Yankauer Pool angolato

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
8/6	258	100	400	KKZ-8/6	771802505*



Yankauer Pool dritto

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
8/6	258	100	400	KKP-8/6	771802506



CLASSE IIa
REGOLA 6



MD

STERILE EO

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

CND: A06010103

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

10

Revisione del 26.02.2025

Set di aspirazione per chirurgia



CLASSE IIa
REGOLA 6




STERILE EO

CND: A06010103


Standard conventional per microchirurgia

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
2	2300	100	100	KS-2+W6	780623001*
3	2300	100	100	KS-3+W6	780923001*
4	2300	100	100	KS-4+W6	781223001*



Standard conventional

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	2350	100	100	KS-6+W6	781823501*
8	2350	50	50	KS-8+W8	782423501*
10	2350	50	50	KS-10+W10	783023501*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta


Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it


Yankauer Perforated 4 fori

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	2350	100	100	KP-6+W6	781823502
8	2350	50	50	KP-8+W8	782423502*
10	2350	50	50	KP-10+W10	783023502*




Yankauer Duckbill

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	2350	100	100	KD-6+W6	781823503
8	2350	50	50	KD-8+W8	782423503*
10	2350	50	50	KD-10+W10	783023503*



Yankauer Pinpoint

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6/3	2350	100	100	KPK-6/3+W6	781823504*



CLASSE IIa
REGOLA 6



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

CND: A06010103

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

Yankauer Bulbous

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
6	2350	100	100	KB-6+W6	781823507*



Yankauer Pool angolato

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
8/6	2358	50	50	KKZ-8/6+W6	781823505*



Yankauer Pool dritto

Diametro esterno della cannula mm.	Lunghezza mm.	CONF.	BOX	Denominazione	Codice
8/6	2358	50	50	KKP-8/6+W6	781823506*



CLASSE IIa
REGOLA 6



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

CND: A06010103

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

13

OP-GAL-Flex Cannule e Set di aspirazione chirurgica

Scopo

Per l'aspirazione di sangue e secrezioni

Caratteristiche

- Impugnatura ergonomica progettata per una facile manipolazione
- Disponibile con e senza foro di regolazione aspirazione
- Disponibile con o senza tubo di connessione nelle lunghezze 2100 e 3000mm.
- Resistente alle piegature in tutte le posizioni
- Sicuro ed affidabile collegamento tra il tubo di connessione ed il canister
- Tubo di connessione flessibile per una facile manipolazione
- Il flusso costante abbate sensibilmente il rumore generato durante l'uso
- Ampia gamma di terminali per soddisfare tutte le specialità chirurgica



Specifiche

- Monouso
- Sterilizzato ad ossido di etilene (EO)
- Confezionato in doppia busta
- Invasivo



CLASSE IIa

REGOLA 6




STERILE EO

CND: A06010103

Standard Conventional per microchirurgia

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
2	730602931*	730624051*	730633051*	730602941*	730624061*	730633061*
3	730902931*	730924051*	730933051*	730902941*	730924061*	730933061*
4	731202931*	731224051*	731233051*	731202941*	731224061*	731233061*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:




Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

15

Revisione del 26.02.2025



Standard Conventional

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
6	731803031*	731824051*	731833051*	731803041*	731824061*	731833061*
8	732403031*	732424051*	732433051*	732403041*	732424061*	732433061*
10	733003031*	733024071*	733033071*	733003041*	733024081*	733033081*



Set Yankauer Perforated 4 fori

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
6	731803032	731824052	731833052	731803042*	731824062*	731833062*
8	732403032	732424052	732433052	732403042*	732424062*	732433062*
10	733003032	733024072	733033072	733003042*	733024082*	733033082*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



CLASSE IIa
REGOLA 6



CND: A06010103

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

16

Revisione del 26.02.2025

Set Yankauer Duckbill

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
6	731803033*	731824053	731833053	731803043*	731824063*	731833063*
8	732403033*	732424053*	732433053*	732403043*	732424063*	732433063*
10	733003033*	733024073*	733033073*	733003043*	733024083*	733033083*



Set Yankauer Pinpoint

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
6/3	731803034	731824054	731833054	731803044*	731824064*	731833064*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



CLASSE IIa
REGOLA 6



CND: A06010103

Distribuito da:




Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

17

Revisione del 26.02.2025


Set Yankauer Bulbous

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
6	731803037	731824057*	731833057*	731803047*	731824067*	731833067*



Set Pool angolato

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
8/6	731803035*	731824055*	731833055*	731803045*	731824065*	731833065*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



CLASSE IIa
REGOLA 6



CND: A06010103

Distribuito da:




Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

18

Revisione del 26.02.2025

Set Pool dritto

Diametro esterno punta mm.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.	Codice Cannula Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 2100 mm. Box da 50pz.	Codice Set Cannula + Tubo di connessione lunghezza 3000 mm. Box da 50pz.
	Manipolo privo di foro di regolazione aspirazione			Manipolo dotato di foro di regolazione aspirazione		
8/6	731803036*	731824056*	731833056*	731803046*	731824066*	731833066*



* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



CLASSE IIa
REGOLA 6



CND: A06010103

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

19

Revisione del 26.02.2025