

Connettori rigidi per drenaggi

Modello lineare



Specifiche

- Prodotto in polietilene rigido SH D46, particolarmente adatto come connettore per tubi o drenaggi in silicone.
- Disponibile in 3 differenti diametri.
- Lunghezza 70 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in busta singola.
- Box da 100 pezzi.

Codice	RDM	Ø int. mm	Ø est. mm	Adatto per tubi di silicone	SH	CH	Lunghezza
CONN20X40	2694418/R	2	4	Dal CH 10 al CH 14	D46	12	70 mm
CONN30X50	2694449/R	3	5	Dal CH 15 al CH 19	D46	15	70 mm
CONN40X60	2694457/R	4	6	Dal CH 20 al CH 24	D46	18	70 mm



Modello conico/lineare



Specifiche

- Realizzati in materiale plastico stirenico trasparente.
- Lunghezza complessiva: 70 mm.
- Ø int. tubo terminale: 4,0 mm.
- Ø est. tubo terminale: 5,0 mm.
- Sterilizzati a raggi gamma.
- Confezionati singolarmente in busta singola.
- Box da 100 pezzi.

CONN50M Ø int. minimo: 3 mm, Ø est. cono: da 4 a 5 mm.
RDM 2694475/R

CONN50S Ø int. minimo: 2 mm, Ø est. cono: da 3 a 4 mm.
RDM 2694464/R



0425

CLASSE Is

STERILE R



CND: A070199

Distribuito da:


 Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

35

Revisione del 26.02.2025