

Connettori retti e a "Y"

Scopo


Per raccordare tubi (aspirazione, ecc.)

Specifiche

- Prodotto in polipropilene trasparente.
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.
- Non sterile.



CLASSE I
REGOLA 1



Codice	d1 mm	D2 mm	d3 mm	D4 mm	L1 mm	L2 mm	Confezione (pz.)
8M130005K alias CONN4-4	4	6	4	6	46,5	-	Conf. 200 Box 2400
8M130006K alias CONN7-7	7	10	7	10	54	-	Conf. 200 Box 2400
8M100007K alias CONN6-15-6	6,5	15,5	6,5	15,5	91	-	Conf. 50 Box 750
8M130007K alias CONN10-10	9,5	14	9,5	14	56	-	Conf. 200 Box 2000
8M130002K alias CONN4-7	4	7	6	11	55	-	Conf. 200 Box 3000
CONN7-10	7	11,5	10	15	60	-	Conf. 200 Box 2400
8M130012K alias CONN7-7-7	5,5	7,5	5,5	7,5	31	31	Conf. 100 Box 1500
8M130013K alias CONN9-9-9	8	10,5	8	10,5	31	28	Conf. 100 Box 1500

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it