


Divaricatore per neurochirurgia

Uncino per galea




Descrizione

Divaricatore per galea ad uncino destinato all'utilizzo in neurochirurgia.

Specifiche

- Realizzato in acciaio AISI 316L.
- Diametro 1,6 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.



Codici

MEDHOOK001*	misura grande, 110 mm	RDM 624318/R
MEDHOOK002*	misura grande, 110 mm, ricoperto di silicone "medical grade"	RDM 624353/R
MEDHOOK003	misura piccola, 100 mm	RDM 624365/R
MEDHOOK004*	misura piccola, 100 mm, ricoperto di silicone "medical grade"	RDM 624369/R

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta



CLASSE IIa
 REGOLA 7
 CND L110599



Distribuito da:



Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

54

Revisione del 26.02.2025

Divaricatore per neurochirurgia

Uncino doppio per galea



Descrizione

Divaricatore per galea a doppio uncino destinato all'uso in neurochirurgia.

Specifiche

- Realizzato in acciaio AISI 301.
- Diametro 0,7 mm.
- Lunghezza 33 mm.
- Elastico di fissaggio in silicone "medical grade".
- Dispositivo latex free.
- Confezionato in doppia busta sterile.
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Box da 50 pz.

Codice

MEDHOOK-005 uncino doppio RDM 1197722/R



CLASSE IIa
 REGOLA 7
 CND L110599



Distribuito da:



Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

55

Revisione del 26.02.2025