

Instrument Guards - cappucci protettivi

Cappucci protettivi per le delicate punte degli strumenti chirurgici durante la loro sterilizzazione e manipolazione.



* Prodotto ad esaurimento


Caratteristiche

- Monouso.
- Prodotti in materiale plastico atossico e disponibili in diverse misure, forme e colori.
- Non sono sterili ma confezionati asetticamente.
- Sono permeabili al vapore, sterilizzabili in autoclave (ciclo convenzionale di 30 minuti a 121°C o ciclo Flash di 4 minuti a 132°C) e sterilizzabili ad ossido di etilene.
- Disponibili nelle versioni "trasparente" per consentire l'ispezione visiva dello strumento, "con colore pieno" per consentire una facile identificazione della misura dello strumento, "con colore trasparente" per consentire sia l'identificazione della misura che l'ispezione visiva dello strumento.
- I cappucci protettivi "con colore pieno" sono radiopachi.
- Disponibili nelle versioni "non forato" e "forato" (i fori consentono la circolazione dell'aria ed evitano la formazione di umidità tra cappuccio e strumento).

Dimensioni (mm)	Conf.	Codice	Colore	Modello	Codice	Colore	Modello	Codice	Colore	Modello
1,6 x 19	100 pz.	09-1-001	Bianco pieno	Non forato	09-2-001*	Trasparente	Non forato	09-3-001*	Bianco trasparente	Non forato
2,0 x 19	100 pz.	09-1-002	Blu pieno	Non forato	09-2-002*	Trasparente	Non forato	09-3-002*	Blu trasparente	Non forato
2,8 x 19	100 pz.	09-1-003	Verde pieno	Non forato	09-2-003*	Trasparente	Non forato	09-3-003*	Verde trasparente	Non forato
3,2 x 25,4	100 pz.	09-1-004	Rosso pieno	Non forato	09-2-004*	Trasparente	Non forato	09-3-004*	Rosso trasparente	Non forato
5 x 25	100 pz.	09-1-005	Giallo pieno	Non forato	09-2-005*	Trasparente	Non forato	09-3-005*	Giallo trasparente	Non forato
10 x 19	100 pz.	09-1-006	Porpora pieno	Non forato	09-2-006*	Trasparente	Non forato	09-3-006*	Porpora trasparente	Non forato
2 x 9 x 25	100 pz.	09-1-007	Arancione pieno	Non forato	09-2-007*	Trasparente	Non forato	09-3-007*	Arancione trasparente	Non forato
2 x 16 x 25	100 pz.	09-1-008	Marrone pieno	Non forato	09-2-008*	Trasparente	Non forato	09-3-008*	Marrone trasparente	Non forato
Assortite	100 pz.	09-1-010*	Assortiti pieni	Non forati	09-2-009*	Trasparente	Non forato	09-3-009*	Nero trasparente	Non forato
1,6 x 19	100 pz.	09-1-011*	Bianco pieno	Forato	09-2-010*	Trasparente	Non forati	09-3-010*	Assortiti trasparenti	Non forati
2 x 19	100 pz.	09-1-012*	Blu pieno	Forato	09-2-011*	Trasparente	Forato	09-3-011*	Bianco trasparente	Forato
2,8 x 19	100 pz.	09-1-013*	Verde pieno	Forato	09-2-012*	Trasparente	Forato	09-3-012*	Blu trasparente	Forato
3,2 x 25,4	100 pz.	09-1-014*	Rosso pieno	Forato	09-2-013*	Trasparente	Forato	09-3-013*	Verde trasparente	Forato
5 x 25	100 pz.	09-1-015*	Giallo pieno	Forato	09-2-014*	Trasparente	Forato	09-3-014*	Rosso trasparente	Forato
10 x 19	100 pz.	09-1-016*	Porpora pieno	Forato	09-2-015*	Trasparente	Forato	09-3-015*	Giallo trasparente	Forato
2 x 9 x 25	100 pz.	09-1-017*	Arancione pieno	Forato	09-2-016*	Trasparente	Forato	09-3-016*	Porpora trasparente	Forato
2 x 16 x 25	100 pz.	09-1-018*	Marrone pieno	Forato	09-2-017*	Trasparente	Forato	09-3-017*	Arancione trasparente	Forato
3 x 25 x 25	100 pz.	09-1-019*	Nero pieno	Forato	09-2-018*	Trasparente	Forato	09-3-018*	Marrone trasparente	Forato
					09-2-019*	Trasparente	Forato	09-3-019*	Nero trasparente	Forato
					09-2-020*	Trasparente	Forati	09-3-020*	Assortiti trasparenti	Forati

Misure

(Il numero di serie è composto dalle ultime tre cifre del codice prodotto)



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

79

Revisione del 26.02.2025