

Laccio emostatico tubolare in silicone

Caratteristiche

- Prodotto in puro silicone "medical grade".
- Idrorepellente.
- Mantiene la sua flessibilità in un ampio arco di temperature e non risente di eventuali sterilizzazioni ripetute anche se ravvicinate.

Specifiche

- Non sterile.
- Lunghezza: 50 cm.
- Diametro interno 7 mm, diametro esterno 8 mm.
- Prodotto in silicone "medical grade" SH 60.
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Confezionati singolarmente in busta minigrip di polietilene.
- Unità di vendita: scatola da 20 pezzi.
- Non contiene lattice.



CLASSE I
REGOLA 1



Codice

EMOSIL50 Scatola da 20 pz.
CND: V9003 RDM: 2207352/R

Indicazioni per l'uso

- Sterilizzabile in autoclave a 121 °C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Il mancato rispetto delle modalità di sterilizzazione o un uso improprio del prodotto potrebbero determinarne l'alterazione delle proprietà di resistenza meccanica.
- La durata del prodotto dipende dalle condizioni di uso, conservazione e sterilizzazione.
- Non applicare a contatto con tessuti lesi o ferite aperte.
- Non utilizzare il prodotto se non integro.

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

98

Revisione del 26.02.2025