


# Magnetic Drape

Tappetino magnetico monouso



## Scopo

Destinato a minimizzare il rischio connesso con la manipolazione dello strumentario chirurgico in sala operatoria.

## Descrizione

Tappeto magnetico per campo sterile, monouso, sterile. Gli elementi magnetici incapsulati nel polietilene trattengono saldamente i ferri chirurgici i quali possono però essere facilmente distaccati manualmente. Fondo in materiale spugnoso antiscivolo.

## Specifiche

- Monouso. Sterile a ossido di etilene.
- Privo di lattice.
- Dimensioni: 25 x 40 cm.
- Peso: 193 grammi.
- Confezionati singolarmente.
- Box da 30 pz.

## Codice

REF. GC9011B

CE  
0197

CLASSE Is  
REGOLA 1

STERILE EO



CND: V9099

RDM: 2407643/R

Distribuito da:

**Sim italia s.r.l.**<sup>®</sup>  
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata  
UNI CEI EN ISO 13485:2021  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

24