

# MINIDOP ES-100VX

Doppler monodirezionale acustico - 2, 4, 5, 8, 10, 20 MHz



0123

CODICE CIVAB  
RDBHADVX

## Caratteristiche

- Doppler monodirezionale acustico.
- Altoparlante incorporato con regolazione del volume.
- Controllo completamente automatico del guadagno.
- Pulsanti ergonomici intuitivi.
- Pulsante di attivazione trasduttore accende e spegne l'apparecchio.
- Basso costo di funzionamento.

## Applicazioni cliniche

- Procedure vascolari periferiche.
- Compressione venosa.
- Battito fetale.
- Studi segmentali della pressione.
- Esame del flusso in degenza.

## Specifiche

Alimentazione:	DC9V, batteria alcalina 9V
Spegnimento:	Automatico
Output casse:	200 mW o più
Uscite:	Cuffie: esclude l'altoparlante
Dimensioni:	78 (L) x 141 (P) x 27 (A) mm
Peso:	240 grammi

## Codici

- ES-100VX** strumento senza sonda o amplificatore
- BDP\*MS8** amplificatore  
(inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto)



Amplificatore 8, 10 o 20 MHz

Per le sonde doppler compatibili vedi pagina codici dedicata

Specifiche soggette a cambiamento

Distribuito da:



Società certificata  
UNI CEI EN ISO 13485:2021  
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)  
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850  
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

11

Revisione del 15.06.2018