

Penna dermatografica



Matita marcatrice sterile a doppia punta regolare e fine; completa di righello.

Sterile, monouso, con inchiostro atossico viola.

Ogni penna è fornita in confezione singola (blister composto da film in PET rivestito con LD-PE e Tyvek).

Prodotto destinato alla marcatura della pelle di uso generale. L'uso previsto è quello di marcare la pelle del paziente nel sito chirurgico prima dell'intervento.

Fornisce un mezzo sicuro ed efficace per contrassegnare il sito operativo. Può essere utilizzato dopo la pulizia preoperatoria.

Caratteristiche

- Modello con doppia punta (regolare e fine).
- Inchiostro atossico di colore viola formulato appositamente per la pelle.
- Fabbricata in polietilene ad alta densità (HD-PE) e con punta in nylon (poliammide).
- Dispositivo sterilizzato a raggi gamma.
- Include un righello nella confezione caratterizzato da doppia scala in cm (da 0 a 15) ed in pollici (da 0 a 6).

Codice

ZSM20 Box da 36 pz.

CND: V9004

RDM: 2829524



CLASSE Is
REGOLA 1
STERILE R



Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

21