

Face Shield - Scudo facciale



Caratteristiche

- Leggero e confortevole
- Compatibile con l'uso di occhiali essendo otticamente trasparente
- Trattamento antiappannante e antistatico
- Dimensioni 32 x 22 cm

Materiali:

- Scudo in materiale plastico
- Fascia elastica in poliestere
- Spugna in poliuretano

Avvertenza: utilizzare solo contro liquidi o polvere, questo schermo non è resistente agli urti. Non utilizzare come protezione contro fiamme libere o scintille.

Codice

F07 Box da 24 pz.
Confezione in busta singola non sterile.



CLASSE I
REGOLA 1



Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

97

Revisione del 26.02.2025