

Set per aspirazione tracheale

Raccoglitore per campionamento

Scopo

Collegabile al catetere di aspirazione per il prelievo delle secrezioni bronchiali o tracheali per analisi microbiologica o citologica.

Caratteristiche

- Resistente contenitore trasparente, facile osservazione del materiale aspirato.
- Tappo supplementare per il trasporto sicuro fino al laboratorio.
- Corredato di etichetta adesiva per identificazione del paziente.
- Cono per la connessione al tubo di collegamento compatibile con una vasta gamma di cateteri di aspirazione CH 04-18.
- Disponibile anche con fingertip maschio connesso al catetere per aspirazione.
- Capacità 12 ml circa.

Specifiche


- Tubo per esami prodotto in polistirene (PS).
- Lunghezza 100 mm, diametro esterno 16 mm.
- Confezionato in busta singola tipo "peel".
- Sterilizzato a raggi gamma.
- Non invasivo.
- Non contiene lattice.






0425

CLASSE Is
REGOLA 1

STERILE R



CND R05010301

REF	RDM	Descrizione	Confezione/ box
24001505*	2696904/R	 Connettore maschio, attacco femmina per sondini con controllo dell'aspirazione o per sistemi di aspirazione a circuito chiuso. Coperchietto supplementare ed etichetta adesiva.	Conf. 60 Box 240
24006505*	2696906/R	 Connettore femmina ad imbuto e attacco maschio per uso con sondini con imbuto. Coperchietto supplementare ed etichetta adesiva.	Conf. 60 Box 240
24009505*	2696908/R	 Connettore femmina e controllo dell'aspirazione. Coperchietto supplementare ed etichetta adesiva. Per uso con sondini con imbuto	Conf. 60 Box 240

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

86

Revisione del 26.02.2025