

Sfigmomanometro ad aneroidi palmare ad 1 tubo



Sfigmomanometro con bracciale in nylon con chiusura a strappo e anello in metallo.

Indicato per la misurazione della pressione arteriosa.

Standard di riferimento:

UNI EN ISO 81060-1:2012 (Sfigmomanometri non invasivi)

Fornito con:

- Bracciale in nylon per adulti
- Custodia in PVC a 1 tubo con chiusura lampo
- Manometro
- Monopalla in PVC
- Istruzioni per l'uso
- Chiavetta per regolazione del manometro



Cod. 905301255
CND C9006
RDM 2630267

CE CLASSE Im
REGOLA 1
0123

Specifiche

Diametro del manometro	65 mm
Campo di misurazione	0-300 mmHg
Accuratezza	+/- 3 mmHg
Bracciale in dotazione	Modello adulti con anello in metallo
Gonfiaggio e sgonfiaggio	Manuale
Ricambi disponibili	Cod. 905379463 - Monopalla per sfigmomanometro palmare Cod. 926407329 - Bracciale con camera d'aria a 1 tubo, mod. Adulti, cm 50 x 14 Cod. 923507697 - Bracciale con camera d'aria a 1 tubo, mod. Bambini, cm 38 x 7

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

107

Revisione del 16.04.2025