

Sfigmomanometro ad aneroide



Sfigmomanometro con bracciale chiusura a strappo, cuscinetto in gomma, soffieria completa di valvola.

Fonendoscopio in metallo con archetto biauricolare per auscultazione.

Composizione: Camera d'aria: PVC, lattice e TPU; custodia in plastica con chiusura a lampo. Bracciale con chiusura a strappo.

Fornito con:

- custodia in plastica con chiusura lampo
- bracciale d-ring con chiusura in velcro completo di camera d'aria a due tubi in TPU
- manometro
- monopalla in PVC
- istruzioni per l'uso

Codici

909196949 con fonendoscopio CND 9006 / RDM 2599274

909071375 senza fonendoscopio RDM 12787

CE CLASSE Im
REGOLA 1
0123

Specifiche

Diametro del manometro	50 mm
Campo di misurazione	0-300 mmHg
Accuratezza	+/- 3 mmHg
Bracciale in dotazione	Modello adulti con anello in metallo
Gonfiaggio e sgonfiaggio	Manuale
Ricambi disponibili	Cod. 904743414 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Bambini, cm 38 x 7 Cod. 932773144 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Ragazzi, cm 45 x 10 Cod. 904743402 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Adulti, cm 50 x 14 Cod. 901069310 - Bracciale con camera d'aria a 2 tubi, mod. Obesi, cm 60 x 17

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

106

Revisione del 16.04.2025