

Sistema di identificazione



CLASSE I



REGOLA 1
CND S9080



RDM 67041/R

Scopo

Sistema per l'identificazione di strumenti, carrelli, vassoi, ecc.

Caratteristiche

- Monouso.
- Disponibili in 6 colori.
- Provisti di apposito spazio scrivibile.
- Chiusura a scatto.
- Sterilizzabili in autoclave.

Prodotto ad esaurimento

Codice	Colore	Confezione
25-1-004	Blu	100 pz.
25-1-005	Bianco	100 pz.
25-1-006	Verde	100 pz.
25-1-007	Nero	100 pz.
25-1-008	Viola	100 pz.
25-1-009	Arancione	100 pz.
25-1-010	Assortiti	150 pz.

Distribuito da:



Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it