


Suture Aid Booties

Coprimorsi per portaaghi



CLASSE IIa

REGOLA 7

STERILE EO

CND T030103

Scopo

Coprimorsi per portaaghi, creati per facilitare la presa e la tensione delle suture continue molto delicate (calibro 0,5-0,7-1-1,5) e facilitare l'identificazione delle suture durante specifici tipi di chirurgia.

Caratteristiche

- Garantiscono una presa sicura delle suture senza danneggiarle.
- Sono monouso, radiopachi, prodotti in vinile atossico e contenuti in uno specifico supporto autoadesivo.
- Disponibili in 2 misure: standard (per pinze di Halsted) e grande (per pinze di Kelly).
- Sterilizzati ad ossido di etilene.

Codice

05-1-003	SIM booties - giallo standard RDM: 2536197/R
05-1-011	SIM booties - rosso standard RDM: 2536270/R
05-1-012	SIM booties - blu standard RDM: 2536274/R
05-1-014	SIM booties - bianco standard RDM: 2536288/R
05-1-015	SIM booties - assortiti standard RDM: 2536290/R

Confezione: 5 coppie per supporto, 5 supporti per box.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it