

Trasduttori clinici



Standard Fetale 2 MHz
REF BT2M20S8C




Fotopletismografia solo PPG
REF PG-21



Piatto 2 MHz
REF BF2M20S8A



Fotopletismografia solo PPG compatibile
solo con BIDOP 7 REF PG-30



Standard 4, 5, 8, 10 MHz
Serie REF BT*M05S8C



Matita 8 MHz
REF BP8M05S8A



Standard Fetale
REF ST2M25S8C



Piatto per monitoraggio 8 MHz
REF BF8M15S8A



Standard 4, 5, 8, 10 MHz
REF ST*M05S8C

* Inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

17


Revisione del 24.07.2025

Modello REF	Utilizzo	Tipo	Frequenza	Metodo sterilizzazione	Richiesto amplificatore	ES-100V3	ES-100VX	Smartdop SD-45	BIDOP7
BT*M05S8C	Clinico	Standard	4, 5, 8, 10	N / A	-	●	●	●	-
BP8M05S8A	Clinico	Matita	8	N / A	-	-	●	-	-
BF8M15S8A	Vascolare/Monitoriz.	Piatto	8	N / A	-	●	●	●	-
PG-21	PPG/pletismografia				-	●	-	●	-
BT2M20S8C	Fetale	Standard	2	N / A	-	●	●	●	-
BF2M20S8A	Fetale	Piatto	2	N / A	-	●	●	●	-
SF8M15S8A	Vascolare/Monitoriz.	Piatto	8	N / A	-	-	-	-	●
PG-30	PPG/pletismografia				-	-	-	-	●
ST*M05S8C	Clinico	Standard	4, 5, 8, 10	N / A	-	-	-	-	●
ST2M25S8C	Fetale	Standard	2	N / A	-	-	-	-	●

* Inserire al posto dell'asterisco la frequenza desiderata per avere il codice del prodotto

STERILIZZAZIONE	EOG (Gas ossido di etilene)	Sterrad, J&J (Gas Plasma perossido di idrogeno)	Autoclave (5 volte)
Sonde applicabili	Tutte le sonde sterilizzabili	Tutte le sonde sterilizzabili	
Temperatura di sterilizzazione	Sotto i 55 ° C	Sotto i 45 ° C	Sotto i 115° C (Sotto i 121° C)
Durata della sterilizzazione	2 - 5 ore con gas 12- 24 ore con aereazione	45 - 105 min	30 min (20 min)

Scelta del trasduttore



FREQUENZA Sonda	PROFONDITÀ FOCAL	APPLICAZIONI
2 MHz	100 mm	Fetale
4 MHz	20 mm	Vasi profondi o medi (Carotide, Arteria femorale ecc.)
5 MHz	15 mm	Vasi profondi o medi (Carotide, Arteria femorale, ecc)
8 MHz	10 mm	Vasi periferici (Radiale, arteria PT & DP)
10 MHz	5 mm	Dita, Vasi superficiali
20 MHz	3 mm	Vasi superficiali