

Tubo in silicone "medical grade"



Scopo

Prodotto in puro silicone "medical grade" per molteplici usi medico-chirurgici, drenaggio intraoperatorio incluso.

Caratteristiche

- Idrorepellente e flessibile
- Shore 60

Specifiche

- Non sterile
- Monouso
- Sterilizzabile in autoclave a 121°C per 20 minuti o a 134°C per 6 minuti.
- Disponibile in confezione da 15 metri nei seguenti diametri:



CLASSE IIa
REGOLA 7



CND A060299

CODICE	Ø int. mm	Ø est. mm	CH	RDM
TS1x3	1	3	9	2695571/R
TS1,02x2,16	1,02	2,16	7	2695576/R
TS1,57x2,41	1,57	2,41	7	2695580/R
TS1,57x3,18	1,57	3,18	10	2695582/R
TS1,98x3,18	1,98	3,18	10	2695584/R
TS2,64x4,88	2,64	4,88	13	2695586/R
TS3x4	3	4	12	2695596/R
TS3,18x6,35	3,18	6,35	19	2695598/R
TS3,35x4,65	3,35	4,65	14	2695599/R
TS4,8x7,9	4,8	7,9	24	2695601/R
TS4,8x9,5	4,8	9,5	29	2695603/R
TS5x7	5	7	21	2695606/R
TS6,4x9,5	6,4	9,5	29	2695607/R
TS6,4x11,1	6,4	11,1	33	2695609/R
TS6,4x12,7	6,4	12,7	38	2695610/R
TS7x12	7	12	36	2695612/R
TS7,9x12,7	7,9	12,7	38	2695615/R
TS8x12	8	12	36	2695616/R
TS9,5x14,3	9,5	14,3	43	2695617/R

Distribuito da:



Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

33

Revisione del 26.02.2025