
# MEDI DRAIN

## Catetere di drenaggio capillare Penrose in silicone




### *Descrizione*

MEDI DRAINS di silicone grado medicale, per il drenaggio post-operatorio delle ferite.
Il drenaggio rimane morbido e flessibile e può essere facilmente rimosso grazie alle sue proprietà anti-aderenti.
Il drenaggio in silicone tipo Penrose è, contrariamente al lattice, idrorepellente, il che riduce il rischio di ostruzione del lume interno a causa dell'adesione di produzioni ematiche o secrezioni.
Anche se il drenaggio si attorciglia durante la procedura chirurgica non ne sarà danneggiato.
La struttura chiusa asimmetrica del lumen determina una capillarità ottima.

I MEDI DRAINS sono stati sviluppati per sostituire la garza e il lattice, riducendo il rischio di infezione.

### *Caratteristiche e specifiche*

- La linea bianca radiopaca permette un posizionamento appropriato ed il controllo del drenaggio.
- Sono disponibili in lunghezze di 30 e 50 cm di quattro diametri differenti, adatti in varie circostanze.
- Hanno una compatibilità eccellente con il corpo umano, poiché il materiale è inerte e non tossico.
- Sterile e confezionato in doppia busta per uso immediato. Box 25 pz.

| Forma | Materiale | Diametro | MEDI DRAIN 30 cm | MEDI DRAIN 50 cm |
|---|---|---|---|---|
| ⬭ | Silicone | 6 mm | 01.2936 | 01.2956* |
| ⬭ | Silicone | 8 mm | 01.2938 | 01.2958* |
| ⬭ | Silicone | 10 mm | 01.2930 | 01.2950* |
| ⬭ | Silicone | 12 mm | 01.2932 | 01.2952* |
| — | Silicone | 40 mm | 01.2940* | |

CE 0482 LATEX STERILE EO

**CLASSE IIa**

**CND: A0601010402**

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta